

EIN SICHTBAR BESSERER ANSATZ ZUM SCHUTZ VON PATIENTEN UND OP-TISCHEN

Saugfähig. Hygienisch. Hautverträglich.

MOJAVE™ NEXT GENERATION (NG) OP-TISCH ABDECKTÜCHER

Die Technologie von Mojave NG macht die Clean OP Abdecktücher noch effektiver. Besonders saugfähige Polymere in den Mojave NG-Produkten halten die Haut des Patienten dreimal trockener.¹

Die undurchlässige Rückseite verhindert Durchnässen und stellt somit einen zusätzlichen Schutz gegen Kreuzkontamination dar. Restkontamination vom Patienten kann dadurch nicht in die schwer zugänglichen Teile des OP-Tisches eindringen. Dank der Mojave NG-Abdecktücher lässt sich der OP-Tisch zwischen Operationen einfacher und schneller aufbereiten. Die höchst saugfähigen Mojave NG OP-Tisch Abdecktücher reduzieren die Flüssigkeitsmenge, die auf den Boden tropft, wodurch das Arbeitssicherheitsrisiko für das OP-Team verringert wird.



**VERRINGERUNG
DES INFEKTIONS-
RISIKOS**



**STEIGERUNG
DER EFFIZIENZ**



**SCHUTZ VON
OP-EINRICHTUNG**

Die Vorteile der Mojave™ NG Technologie.

WIRKSAME PRÄVENTION GEGEN LAGERUNGSSCHÄDEN.

Die Prävention von Lagerungsschäden auf der Haut aufgrund von Einwirkung von Flüssigkeiten / Feuchtigkeit wird als eine der wichtigsten Qualitätssicherungsmaßnahmen im Gesundheitswesen angesehen. Mojave NG OP-Tisch Abdecktücher ermöglichen die schnelle Absorption von überschüssigen Flüssigkeiten (Körperflüssigkeiten oder Spüllösungen), wodurch die Haut des Patienten schnell trocknet und dadurch weitere durch Feuchtigkeit verursachte Schäden bei Patienten verhindert.

EINZIGARTIGE, SCHÜTZENDE EIGENSCHAFTEN.

- Die obere Schicht der Abdeckung ist atmungsaktiv und angenehm im Kontakt mit der Haut des Patienten
- Besonders saugfähige Polymere leiten die Flüssigkeiten ab und schließen sie im OP-Tisch Abdecktuch ein
- Die flüssigkeitsdichte Rückseite verhindert das Durchnässen von OP-Tischpolstern und OP-Tischen

Produkt-Nr.	Beschreibung	Packung Anzahl
NGATC4090N-EU	Ecolab Mojave NG Absorbierendes Abdecktuch für OP-Tische (101 cm x 228 cm)	42 / Packung
NGABTSLSCN-EU	Ecolab Mojave NG Absorbierendes Abdecktuch für OP-Tische (101 cm x 228 cm) mit Transfertuch und Abdecktücher für Armlagerungen und Kopfstütze	24 / Packung
NGABTSLSAN-EU	Ecolab Mojave NG Absorbierendes Abdecktuch für OP-Tische (101 cm x 228 cm) mit Transfertuch und Abdecktücher für Armlagerungen	24 / Packung
NGABTSLSN-EU	Ecolab Mojave NG Absorbierendes Abdecktuch für OP-Tische (101 cm x 228 cm) mit Transfertuch	30 / Packung
LFTSH34N	Transfertuch für Patienten (86 cm x 168 cm)	50 / Packung
LFTSH80N	Transfertuch für Patienten (102 cm x 203 cm)	50 / Packung
AE5692N-CS-EU	Abdecktuch für Kopfstützen	100 / Packung
LABWS-01N-CS-EU	Abdecktuch für Armlagerungen mit Gurt	150 / Packung
3055NS	Saugfähiges Bodentuch (81cm x 122cm)	25 / Packung



1. Ecolab-Informationen in der Datei enthalten.

ECOLAB HEALTHCARE
EUROPE
Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland

REGIONAL OFFICE
Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab - Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany



MICROTEK MEDICAL B.V.
(a division of Ecolab)
Hekkehorst 24
7207 BN Zutphen
Die Niederlande

