


AseptoSupra

Presidio Medico Chirurgico – Reg. Min. Sal. n° 20498



Disinfettante e detergente alcalino-clorattivo per impianti di mungitura e serbatoi del latte.

▲ Forte azione disinfettante e detergente

▲ Ottima efficacia

APPLICAZIONE

Eseguire il pre-lavaggio con acqua. Detergere e disinfettare con **AseptoSupra** alla concentrazione dello 0,5 - 0,7% (minimo 10 min. a 40-50 °C). Risciacquare con acqua potabile. Da utilizzare, in alternanza con un detergente acido, con frequenza determinata dalla durezza dell'acqua.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

AseptoSupra è un prodotto alcalino-clorattivo con ottime proprietà detergenti e disinfettanti. È adatto a tutti i tipi di impianti di mungitura standard e serbatoi del latte.

AseptoSupra garantisce ottimi risultati di igiene.



SPECIFICAZIONE

AseptoSupra	
Stato fisico	Liquido giallo chiaro
Sostanza attiva	Ipoclorito di sodio
pH a 20 °C:	13,5 - 14,0
Densità a 20 °C (g/cm ³):	1,2 - 1,24
Temperatura di stoccaggio:	da -10 °C a +30 °C

LOGISTICA

Confezione	13 kg	24 kg	72 kg	250 kg
Codice prodotto	2331580	2331590	2334660	2331610
Codice a barre	4028162331585	4028162331592	4028162334661	4028162331615

Scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Scheda tecnica del prodotto disponibile su richiesta.

Ecolab S.r.l.

Via Trento, 26 - 20871 Vimercate (MB)
Tel. +39 039 6050.1 - Fax +39 039 6050.573

www.it.ecolab.eu